

NOVITÀ

Rev. 6 del 19.01.2021



**SPECIALE
COVID - 19**

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

 ANTI-FORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

MASCHERINA IGIENICA DS9202

MADE IN ITALY

RIUTILIZZABILE
5 VOLTE



MASCHERINE FACCIALI IGIENICHE - DS9202

TAGLIA	UNICA
MATERIALE	100% polipropilene Doppio strato di TNT da 40 gr/m ² a strato
COLORE	Bianco
LAVAGGIO	Lavabile a mano fino a 5 volte.
DIMENSIONI	180 x 90 mm

PROPRIETÀ

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	TARGET	VALORE EFFETTIVO
PESO	ERT 40.3-90	gr/m ²	40	40.1
SPESSORE	ERT 30.4-89	mm	0.30	0.32
MD RESISTENZA ALLA TRAZIONE CD	ERT 20.2-89	N/6 cm	80	105
MD ROTTURA DA ALLUNGAMENTO CD	ERT 20.2-89	%	55	55
			70	70
			65	65

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINA IGIENICA

La mascherina **DS9202** è antibatterica e anallergica.

Il tessuto garantisce una barriera contro il passaggio delle particelle sottili.

Morbidi elastici sui lati.

Taglia: Unica

Materiale: 100% polipropilene Doppio strato di TNT da 40 gr/m² a strato certificato **OEKO-TEX**.

Colore: Bianco

Lavaggio: Lavabile a mano fino a 5 volte.

Lavare prima dell'uso.

L'articolo **NON** è da usare come dispositivo medico o come DPI.

**PRIMO
PREZZO!**

L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **DS9202** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


 **INDUSTRIAL STARTER**
ANTINFORTUNISTICA

MASCHERINA IGIENICA DS9204

RIUTILIZZABILE
50 VOLTE




MADE IN ITALY



**LATO INTERNO
MORBIDO RICCIOLINO DI COTONE**

TESSUTO ANTIBATTERICO DUE STRATI LAMINATO CON MEMBRANA BARRIERA

• 60% cotone • 15% Poliestere • 25%pu • elastici (latex free) • cucirino in 100% poliestere

La mascherina **DS9204** è antibatterica e anallergica, il morbido ricciolo di cotone sul lato interno assicura un comfort immediato a chi la indossa. Il tessuto laminato antibatterico sull'esterno garantisce una barriera contro il passaggio delle particelle sottili. Morbidi elastici sui lati.

Taglia: unica

Materiale: spugna di cotone / poliestere / poliuretano traspirante.

Colore: bianco

Lavabile: fino a 50 volte a 60°C per 30 minuti.

Lavare prima dell'uso.


Non adatto all'uso sotto i 4 anni di età.

PLUS:

- + Barriera con ricciolo di cotone sul lato interno
- + Permeabilità al vapore acqueo: 5,5 m² pa/w
- + Attività antibatterica: astm e 2149:2001
- + Il materiale utilizzato per la produzione è certificato **OEKO-TEX**

L'articolo **NON** è da usare come dispositivo medico o come DPI.

MENO DI  A UTILIZZO



L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **DS9204** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

 ANTI-FORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

MASCHERINA IGIENICA DS9204B

RIUTILIZZABILE
50 VOLTE

FORNITA IN BOX



CONTIENE 5 MASCHERINE

TESSUTO ANTIBATTERICO DUE STRATI LAMINATO CON MEMBRANA BARRIERA

• 60% cotone • 15% Poliestere • 25%pu • elastici (latex free) • cucirino in 100% poliestere



MADE IN ITALY

Taglia: unica

Colore: bianco

Lavabile: fino a 50 volte

Lavare prima dell'uso.

Non adatto all'uso sotto i 4 anni di età.

PLUS:

- Barriera con ricciolo di cotone sul lato interno
- Permeabilità al vapore acqueo: 5,5 m² pa/w
- Attività antibatterica: astm e 2149:2001
- Il materiale utilizzato per la produzione è certificato **OEKO-TEX**

L'articolo **NON** è da usare come dispositivo medico o come DPI.

**ULTERIORE
RIBASSO**

MENO
DI **0.10**
euro **A**
UTILIZZO

OMAGGIO



**+ UN SALVAORECCHIE
DS0002 IN OMAGGIO**

Colore: nero.

Imballo: Confezioni da 100 pezzi

Dimensioni: 20 x 1,7 cm.

Materiale: polipropilene 800 micron.

Flessibile. Facile da disinfettare.

Ti permette di agganciare le estremità della maschera dietro il testa senza fissarli nelle orecchie, evitando segni sulla pelle. Perfetta aderenza alla testa grazie alle 4 posizioni.

L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **DS9204** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


 **INDUSTRIAL STARTER**
ANTINFORTUNISTICA

MASCHERINA IGIENICA TX24

RIUTILIZZABILE
70 VOLTE




MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA

Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.
Lavabile fino a 70 volte.

Il tessuto è conforme agli standard tecnici **UNI EN 13795:2019** "Teli e camici chirurgici" e **ISO 10993-5:2009** "Valutazione biologica dei dispositivi medici".

Lavare prima del primo utilizzo
Il dispositivo è fornito non sterile
Il dispositivo è sterilizzabile
Non adatto all'uso sotto i 4 anni di età

Composizione: Maglino in 100% poliestere

Membrana: Poliuretano

Note: Conforme alla **UNI EN 13795**

Dimensioni: 19 x 9 cm

Colore: Random Il colore non si può scegliere.

La realizzazione dipende dal tessuto disponibile.

L'articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI.

MENO DI  A UTILIZZO



L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **TX24 0177_xxx** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.


Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



ANTINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

MASCHERINA IGIENICA TX24TR - TRICOLORE

RIUTILIZZABILE
70 VOLTE




MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA

Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.
Lavabile fino a 70 volte.

Il tessuto è conforme agli standard tecnici **UNI EN 13795:2019** "Teli e camici chirurgici" e **ISO 10993-5:2009** "Valutazione biologica dei dispositivi medici".

Lavare prima del primo utilizzo
Il dispositivo è fornito non sterile
Il dispositivo è sterilizzabile
Non adatto all'uso sotto i 4 anni di età

Composizione: Maglino in 100% poliestere

Membrana: Poliuretano

Note: Conforme alla **UNI EN 13795**

Dimensioni: 19 x 9 cm

Colore: Bianco con elastici tricolore

Imballo minimo ordinabile: 50 pz (5 buste da 10 mascherine C.U.)

L'articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI.

MENO DI  0.12 euro A UTILIZZO

L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **TX24 0177_xxx** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


 ANTIINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

MASCHERINA IGIENICA TX24 KID "RAGAZZO"

RIUTILIZZABILE
70 VOLTE



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA

Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.
Lavabile fino a 70 volte.

Il tessuto è conforme agli standard tecnici **UNI EN 13795:2019** "Teli e camici chirurgici" e **ISO 10993-5:2009** "Valutazione biologica dei dispositivi medici".

Lavare prima del primo utilizzo
Il dispositivo è fornito non sterile
Il dispositivo è sterilizzabile
Non adatto all'uso sotto i 4 anni di età

Composizione: Maglino in 100% poliestere
Membrana: Poliuretano
Taglia: XXS BAMBINO 4-8 anni = 15 x 7 cm
Taglia: S RAGAZZO 7-11 anni = 17 x 8 cm
Colore: verde azzurro

L'articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI.

MENO DI **0.12** euro A UTILIZZO



L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **TX24(zy) 0177_xxx** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

ANTINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

MASCHERINA IGIENICA TX25

RIUTILIZZABILE
50 VOLTE




MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA

Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.
Lavabile fino a 50 volte.

Il tessuto è conforme agli standard tecnici **UNI EN 13795:2019** "Teli e camici chirurgici" e **ISO 10993-5:2009** "Valutazione biologica dei dispositivi medici".

Lavare prima del primo utilizzo
Il dispositivo è fornito non sterile
Non adatto all'uso sotto i 4 anni di età

Composizione: 99% Poliestere – 1% Fibra di carbonio

Peso: g/mq – 150 ± 5%

Colore: Random Il colore non si può scegliere, la realizzazione dipende dal tessuto disponibile.

MENO DI  0.15 euro A UTILIZZO

L'articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI.

L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo della marcatura **CE**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), l'articolo **TX25 0177_xxx** è utilizzabile da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19", in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l'impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


ANTINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

MASCHERINA PROTETTIVA DS9201D

**RIUTILIZZABILE
MINIMO 20 VOLTE**



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
080557.0 CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



DS9201 MASCHERINA PROTETTIVA
DISPOSITIVO MEDICO CE
ECO-SOSTENIBILE
ECO-FRIENDLY
EFFICACE
PLUS DEL PRODOTTO
- PROTEZIONE FILTRANTE
- TRASPIRANTE
- IDROREPELLENTE
- ANTIBATTERICA. PLUS CON IONI D'ARGENTO
- MORBIDA E CONFORTEVOLE
- ERGONOMICA SENZA CUCITURE

DISPOSITIVO MEDICO - Classe I CE
Conforme alla direttiva 93/42/CEE
registrazione DM Ministero della Salute *vedi sotto

PLUS:

- + Traspirante
- + Idrorepellente
- + Batteriostatica
- + Protettiva Filtrante
- + Asciuga Velocemente
- + Morbida E Confortevole
- + Ergonomica Senza Cuciture



**CONTIENE 20 BUSTINE
DA 2 PEZZI C.U.
= 40 MASCHERINE
(5 BUSTINE BLU, 5 NERE,
5 BIANCHE E 5 VERDI)**

**FORNITA IN UN PRATICO POLYBAG APPENDIBILE
CONTIENE N° 2 MASCHERINE DELLO STESSO COLORE**

ECO-FRIENDLY
Lavabile e riutilizzabile



RISPETTA
L'AMBIENTE

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE PROTETTIVA

Il materiale utilizzato per la produzione è certificato **OEKO-TEX**

Colore: bianco

* (Ref. "Cod. MAM - MASK MICRO" - Registrazione DM Ministero della Salute : n. 1958576)

Materiale: 96% Poliammide, 4% Elastam

Plus: Filo con ioni d'argento

-

Colori: nero, blu e verde militare

* (Ref. "Cod. MAP - MASK DRY" - Registrazione DM Ministero della Salute : n. 1958583)

Materiale: 51% Polipropilene, 44% Poliammide 5% Elastam

Taglia: adulto

- + Aiuta a ridurre il rischio di esposizione a particelle sospese nell'aria, polvere, cenere, polline, inquinamento.
- + Limita l'emissione per via aerea di microrganismi.
- + Riduce la diffusione di agenti infettivi.
- + Trattata con antibatterico.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:

1. Igienizzare le mani prima di indossare la mascherina.
2. Coprire bocca e naso con la mascherina disponendo gli elastici dietro le orecchie e assicurarsi che aderisca bene al volto.
3. Dopo l'utilizzo togliere la mascherina toccando solamente gli elastici, avendo cura di non toccare la superficie esterna e procedere alla sanificazione secondo le indicazioni riportate in etichetta.
4. Si ipotizza un utilizzo di almeno 20 volte, e si consiglia il lavaggio con detergente dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZE:

Ad uso quotidiano.

Non usare se si manifestano fastidi o sintomi di allergia sulla pelle.

Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se presenta segni di usura.



INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



MASCHERINA CHIRURGICA DS9212

NEW

EN 14683
TIPO IIR



DISPOSITIVO MEDICO - Classe I



Non Sterile Monouso
Conforme al Regolamento (UE) n. 745/2017
Registrazione DM Ministero della Salute n. 1982058

Caratteristiche materiale:

- + Idrorepellente
- + Anallergenico
- + Certificato **OEKO-TEX**

Dati tecnici:

- + **Strati:** 3
- + **Taglia:** unica
- + **Colori:** azzurro - bianco

Imballo:

- + Cartone da 2.000 mascherine (40 box da 50 pezzi c.u.)
- + Box da 50 mascherine divise in 5 buste da 10 pezzi c.u.

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

Dati Tecnici:

- STRATI: 3

MATERIALI

STRATO 1 (interno)	STRATO 2 (intermedio)	STRATO 3 (esterno)
tessuto non tessuto Spunbond, 100% polipropilene	tessuto non tessuto Meltblown, 100% polipropilene	tessuto non tessuto Spunbond, 100% polipropilene

- **Elastico composizione:** 87% PL-13% EL
- **Dimensioni (mm):** 170 x 95
- **Peso (gr):** 3,4 / pz (tolleranza +/-5%)
- **Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20:** Tipo IIR
- **Efficienza di filtrazione batterica (BFE):** $\geq 98\%$
- **Pressione differenziale (Pa/cm²):** < 40
- **Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa):** ≥ 16
- **Pulizia microbica (ufc/g):** ≤ 30

Campo di applicazione: il dispositivo medico va utilizzato per evitare contaminazioni da e verso il paziente.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:

1. Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
2. Rimuovere la mascherina dalla confezione.
3. Visualizzare il lato esterno della mascherina di colore bianco o colorato, quello interno di colore bianco o colorato e la parte superiore con il filetto di metallo.
4. Indossare la mascherina posizionando uno alla volta gli elastici dietro alle orecchie.
5. Premere con le dita il filetto di metallo su ambo i lati in modo che possa aderire alla forma del naso.
6. Tirare la parte inferiore della mascherina verso il basso per coprire completamente naso , bocca e mento.



AVVERTENZE:

Dispositivo medico monouso.
Non usare se si è allergici al materiale indicato.
Non utilizzare il dispositivo medico se danneggiato o se presenta segni di usura.
Conservare il dispositivo medico in un ambiente fresco, lontano da fonti di calore , fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



MADE IN ITALY

MASCHERINA CHIRURGICA DS9213

NEW

EN 14683
TIPO IIR



DISPOSITIVO MEDICO - Classe I 
Non Sterile Monouso
Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE
Registrazione DM Ministero della Salute n. 1973525

Caratteristiche materiale:

- + Idrorepellente
- + Anallergenico

Dati tecnici:

- + **Strati:** 3
- + **Taglia:** unica
- + **Colori:** interno bianco, esterno azzurro

Imballo:

- + Cartone da 2.400 mascherine (48 box da 50 pezzi c.u.)
- + Box da 50 mascherine (minimo ordinabile)

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

Dati Tecnici:

- STRATI: 3

MATERIALI		
STRATO 1 (interno)	STRATO 2 (intermedio)	STRATO 3 (esterno)
tessuto non tessuto Spunbond, 100% polipropilene	tessuto non tessuto Meltblown, 100% polipropilene	tessuto non tessuto Spunbond, 100% polipropilene

- **Elastico composizione:** 87% PL-13% EL
- **Dimensioni (mm):** 180 x 95
- **Peso (gr):** 3,4 / pz (tolleranza +/-5%)
- **Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20:** Tipo IIR
- **Efficienza di filtrazione batterica (BFE):** $\geq 98\%$
- **Pressione differenziale (Pa/cm²):** < 40
- **Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa):** ≥ 16
- **Pulizia microbica (ufc/g):** ≤ 30

Campo di applicazione: il dispositivo medico va utilizzato per evitare contaminazioni da e verso il paziente.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:

1. Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
2. Rimuovere la mascherina dalla confezione.
3. Visualizzare il lato esterno della mascherina di colore azzurro, quello interno di colore bianco e la parte superiore con il filetto di metallo.
4. Indossare la mascherina posizionando uno alla volta gli elastici dietro alle orecchie.
5. Premere con le dita il filetto di metallo su ambo i lati in modo che possa aderire alla forma del naso.
6. Tirare la parte inferiore della mascherina verso il basso per coprire completamente naso , bocca e mento.



AVVERTENZE:

Dispositivo medico monouso.

Non usare se si è allergici al materiale indicato.

Non utilizzare il dispositivo medico se danneggiato o se presenta segni di usura.

Conservare il dispositivo medico in un ambiente fresco, lontano da fonti di calore , fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


by INDUSTRIAL STARTER

SEMIFACCIALE FILTRANTE 9595

FFP2 NR
EN 149:2001 + A1: 2009



DPI di Cat III



Non Sterile Monouso

Conforme al Regolamento (EU) 2016/425

Materiali:

- + Corpo filtrante composto da quattro strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene.
- + Elastici in spandex
- + Peso: 4,7 grammi

Confezionamento:

- + Busta contenente 1 pezzo
- + Box contenente 10 pezzi (minimo ordinabile)
- + Imballi da 900 pezzi

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

DESCRIZIONE

- + Efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).
- + Corpo filtrante di forma pieghevole.
- + Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
- + Comodi elastici.
- + Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- + Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009.
- + Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione.

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO

Durata di vita di 3 anni.

La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in un intervallo di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 80%.

Per l'immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale.

CERTIFICAZIONE

- + Soddisfa i requisiti del Regolamento EU 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale).
- + Certificazione CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.
- + Produzione in fabbrica certificata ISO9001.
- + Prove di certificazione eseguite: Efficienza del materiale filtrante / Efficienza filtrante totale / Infiammabilità / Contenuto di diossido di carbonio dell'aria inspirata / Resistenza respiratoria.

AVVERTENZE

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego.
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d'istruzione multilingue.
- Il semifacciale facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semi-maschere e maschere intere con filtri antigas).
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini.
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto.
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- Si sconsiglia l'uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta della maschera filtrante.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



SEMIFACCIALE FILTRANTE DS9210

FFP2 NR
EN 149:2001 + A1: 2009



DPI di Cat III



Non Sterile Monouso

Conforme al Regolamento (EU) 2016/425

Materiali:

- + Corpo filtrante composto da cinque strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene.
- + Elastici in spandex
- + Peso: 6 grammi

Confezionamento:

- + Box contenente 40 pezzi imbustati singolarmente (minimo ordinabile)
- + Imballi da 24 box (=960 mascherine)

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

DESCRIZIONE

- + Efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).
- + Corpo filtrante di forma pieghevole.
- + Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
- + Comodi elastici.
- + Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- + Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009.
- + Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione.

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO

Durata di vita di 2 anni.

La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in un intervallo di temperatura tra -10°C e +35°C e con una umidità relativa inferiore a 70%.

Per l'immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale.

CERTIFICAZIONE

- + Soddisfa i requisiti del Regolamento EU 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale).
- + Certificazione CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.
- + Produzione in fabbrica certificata ISO9001.
- + Prove di certificazione eseguite: Efficienza del materiale filtrante / Efficienza filtrante totale / Infiammabilità / Contenuto di diossido di carbonio dell'aria inspirata / Resistenza respiratoria.

AVVERTENZE

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego.
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d'istruzione multilingue.
- Il semifacciale facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semi-maschere e maschere intere con filtri antigas).
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini.
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto.
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- Si sconsiglia l'uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta della maschera filtrante.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



SALVA ORECCHIE DS0002

NO D.P.I.



Colore: nero.

Imballo: Confezioni da 100 pezzi

Dimensioni: 20 x 1,7 cm.

Materiale: polipropilene 800 micron.

Flessibile. Facile da disinfettare.

Ti permette di agganciare le estremità della maschera dietro il testa senza fissarli nelle orecchie, evitando segni sulla pelle.

Perfetta aderenza alla testa grazie alle 4 posizioni.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

 ANTI-FORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

NINKA

PSONINK010


D.P.I. CAT. I



bolle

SAFETY

**NOVITÀ =
IMBALLO MINIMO
20 PEZZI.**



MODELLO	VERSIONE	LENTI	RIFERIMENTO	MARCATURA	RIVESTIMENTI
NINKA	Full KIT	Trasparenti	PSONINK010	 	AF

CARATTERISTICHE OCCHIALI

DPI Cat. I

Stanghette ergonomiche e senza punti di pressione.

Sostituzione semplice e rapida delle lenti.

Protegge da liquidi e sangue.

Pellicola protettiva su entrambi i lati.

Dimensioni: 23 x 7 cm.

Minimo vendibile: 20 pezzi (è un kit).

PSONINK010

20 lenti + 20 montature



INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

 ANTI-FORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

VISIERA PROTETTIVA 09052

NO D.P.I.

SOLUZIONE ECONOMICA, SEMPLICE E SICURA.

- + Comoda da usare.
- + Realizzato in PET.
- + La forma ergonomica ti consente di indossare gli occhiali.
- + Protegge efficacemente il viso dalle minacce meccaniche e chimiche.
- + Non è un D.P.I.



Taglia: Unica

Materiale: PET trasparenza

Colore: trasparente

CONFEZIONE: singola

IMBALLO 10 pezzi

DIMENSIONI: 210X 300 mm

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


ANTINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

VISIERA FACCIALE PFSDFS 2106

D.P.I. CAT. I

bolle
SAFETY



CARATTERISTICHE DELLA VISIERA DPI Cat. I

Trattamento antiappannamento.
Adatto anche con l'utilizzo di occhiali.
Protegge contro schizzi e liquidi.
Fascia regolabile (taglia unica).
Minimo vendibile: 5 pezzi

MODELLO	VERSIONE	RIFERIMENTO	MARCATURA	RIVESTIMENTI
DFS2	Trasparente	PFSDF2106	CE	AF